



スムーディ<トイレ用>セット品番の追加と ラフィーネキューブ&手すりのご紹介

スムーディ<トイレ用>にセット品番が追加されました。ご利用者の症状やご希望、お部屋の状況などにあわせてベストな組み合わせをお選びください!



スムーディ<トイレ用>の セット品番が増え “TAIS申請”がラクに!

セット品番の
HPはこちら



セット品番を
追加!!

ポイント① 長い手すりのラインナップ増

手すり長さ 230cm / 261cm / 280cm

ポイント② ひじ掛けは3タイプから選べる

なし / 固定タイプ / 昇降タイプ



ラインナップ

手すり端から端までの長さ

158cm 189cm 230cm 261cm 280cm

1 ひじ掛けなし

ひじ掛けが必要のない方
(もしくは連結手すりを持
って立ち座りする方)



2 固定タイプ

ひじ掛けが
必要な方



3 昇降タイプ

トイレ使用時
ひじ掛けとして
移乗や介助時に
じゃまになりにくい



■ 設置事例

※他にスムーディ<トイレ用>+面手すり2070タイプもございます

短いタイプ例


- ご利用者の希望としてポータブルトイレを少し離しておきたい場合



手すり長さ
158cm
ひじ掛け
昇降タイプ

長いタイプ例

- ご利用者の希望としてポータブルトイレを目の見えるところから離して置きたい場合
- 排泄時に両側に手すりがあった方が姿勢が安定し、自分で操作できる場合



例えばこちらのお部屋の間取りでは

こちらの
セットが
おススメ!



手すり長さ280cm
ひじ掛け昇降タイプ



こんなことをありませんか？

ラフィーネキューブ&手すりで解決！


ケアマネアンケート

5人に2人のケアマネが、
転倒・転落のヒヤリハット経験あり！
また、そのうち

約**45%**が**3回以上の経験**※

解決！

ベース部分が重いので
ポータブルトイレの
重心位置も下がり
安定します。



支持基底面

支持基底面が大きくなり安定感アップ！
介助を受けずに自分で移乗しやすい！

ケアマネアンケート

ポータブルトイレ導入時
ご利用者・ご家族から

離してほしいと
言われた経験 約**63%**※

解決！

少し離すとベッドサイドのスペースもゆったり
「トイレを近くに置きたくない」気持ちにも
配慮できます。



ベッド横のスペースひろびろ！動作がしやすい！
歩行機会づくりや離床・介助スペース確保に！

※アンケート協力：ケアマネドットコム ※n=232

ラフィーネキューブ&手すり その他の特長

一例


サイドテーブルを使うたびにポータブルトイレを
移動させなくてもよくなります。



サイドテーブルと
併用しやすい！

一例

手すりが途切れないので、
移動・フタ開閉・方向転換・立ち座りがしやすい。



ベッドのフットボード裏
にも置ける

製造元

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 (土、日、祝日休み)

上記品揃え以外も
取り揃えております。



当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ラフィーネ
キューブ
ご紹介動画

Panasonic

ラフィーネ
Cub

ポータブルトイレ

2024年1月発売



▶ラフィーネキューブ
ラップ取付け方法動画

ラフィーネキューブ
ラップ取付け方法



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

販売元



介護用品・福祉用具の流通にイノベーションを

株式会社 **ウェルファン**

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28番32号

TEL050-2018-0954 FAX072-832-5412

このチラシの記載内容は2024年6月現在のものです。